




Lab Weighing Catalogue

Simplifying Progress

SARTORIUS

■ Cubis® High-Capacity Micro Balances 대용량 마이크로 전자저울



- 샘플 이동 없이, 계량 용기에 직접 계량이 가능한 마이크로 전자저울
- 티타늄 재질의 계량 용기 거치대 기본 제공
- 알루미늄 일체형 모노리틱 계량 셀 사용 : 빠른 안정화 시간과 정확성 보장
- 동급 대비 넓은 챔버로 여유 있는 계량 공간 확보
- isoCAL(전자동 셀프 캘리브레이션) 기능으로 항상 정확한 결과 보장
- Climate 센서 : 자체적으로 온도, 습도, 기압 모니터링 가능

Model	Readability	Weighing Capacity	Stabilization time	Repeatability	Linearity Deviation	Repeatability near Max	Weighing Pan Size	Minimum weight
MSA66S-000-DH	0.001 mg	61 g	3.5 s	0.0015 mg	0.020 mg	0.004 mg	Ø 30 mm	0.82 mg
MSA66P-000-DH	0.001 0.01 mg	12 61 g	3.5 s	0.002 mg	0.020 mg	0.010 mg	Ø 30 mm	0.82 mg
MSA36S-000-DH	0.001 mg	31 g	3.5 s	0.0015 mg	0.015 mg	0.002 mg	Ø 30 mm	0.82 mg
MSA36P-000-DH	0.001 0.01 mg	6 31 g	3.5 s	0.0015 mg	0.015 mg	0.008 mg	Ø 30 mm	0.82 mg
MSA116P-000-DH	0.002 0.01 mg	12 111 g	3.5 s	0.004 mg	0.020 mg	0.010 mg	Ø 30 mm	1.64 mg



* Flexible titanium sample holders
(각종 플라스크, 튜브, 비커 등을 거치할 수 있는 티타늄 재질의 샘플 홀더)



* 50mm diameter
(66S, 66P 모델에 적용)
* 90mm diameter
(116P 모델에 적용)

■ Cubis® MPS 피펫 캘리브레이션 전자저울



- 간편하게 피펫 캘리브레이션을 자체 수행할 수 있는 전자저울
- 액상 샘플 계량 분야에 다방면으로 활용 가능
- 모션 인식 센서와 빠르게 개폐되는 액상 주입부 챔버
- Climate 센서 : 자체적으로 온도, 습도, 기압 모니터링하여 피펫 캘리브레이션 신뢰도 확보

Model	Readability	Weighing Capacity	Stabilization time	Repeatability	Linearity Deviation
MPS6.6 (Pipettes from 1 µL up to 10 µL)	0.001 mg	6.1 g	5 s	0.001 mg	0.001 mg
MPS105 (Pipettes from 10 µL up to 100 µL)	0.01 mg	100 g	3 s	0.015 mg	0.007 mg

■ Speed Cal 멀티 피펫 캘리브레이션



- 멀티 피펫 캘리브레이션을 자체 수행할 수 있는 전자저울
- 단시간에 효율적인 피펫 캘리브레이션 가능

Model	Channels	Resolution	Stabilization time	Repeatability
Speedcal-M12	12	0.01 mg	4 s	0.02 mg
Speedcal-M8	8	0.01 mg	4 s	0.02 mg
Speedcal-M4	4	0.01 mg	4 s	0.02 mg

■ Secura® Semi Micro Balances 신뢰할 수 있는 세미-마이크로 전자저울



- 한글지원 터치스크린 디스플레이
- 수평 이탈 시, 경고 문구 및 수평 조절 가이드 표시
- USP41 약전에 따른 최적최소무게샘플량 모니터링 기능
- 신뢰할 수 없는 리스크 감지될 경우 데이터 출력 전송 차단
- isoCAL (전자동 셀프 캘리브레이션) 기능으로 항상 정확한 결과 보장
- GxP 규격을 만족하는 출력 가능
- 별도의 소프트웨어 없이 PC로 데이터 전송 가능
- 패스워드를 통한 전자저울 설정 변경 보호

Model	Readability	Weighing Capacity	Stabilization time	Repeatability	Linearity Deviation
Secura Semi-Micro Balances					
Secura26-1SKR	0.002 mg	21 g	8 s	0.003 mg	0.01 mg
Secura225D-1SKR	0.01 0.01 0.1 mg	60 120 220 g	6 s	0.02 0.04 0.07 mg	0.1 0.1 0.2 mg
Secura125-1SKR	0.01 0.01 mg	60 120 g	6 s	0.02 0.04 mg	0.1 0.1 mg

■ Quintix® Semi Micro Balances 효율적이고 간편한 세미-마이크로 전자저울



- 한글지원 터치스크린 디스플레이
- isoCAL(전자동 셀프 캘리브레이션) 기능으로 항상 정확한 결과 보장
- GxP 규격을 만족하는 출력 가능
- 별도의 소프트웨어 없이 PC로 데이터 전송 가능

Model	Readability	Weighing Capacity	Stabilization time	Repeatability	Linearity Deviation
Semi-Micro Balances					
Quintix125D-1SKR	0.01 0.01 0.1 mg	40 60 120 g	6 s	0.02 0.04 0.07 mg	0.1 0.1 0.2 mg
Quintix65-1SKR	0.01 0.01 mg	40 60 g	6 s	0.02 0.04 mg	0.1 0.1 mg
Quintix35-1SKR	0.01 mg	30 g	6 s	0.03 mg	0.1 mg

ACC for Semi Micro

YSP01SQP	Weighing pan, 80mm, slotted
YWP01SQP	Weighing pan, 90mm; includes conversion kit
YFW01SQP	Filter weighing pan, 130mm
YDK05	Density Kit for 0.01mg Balance



YSP01SQP
대류에 영향 없는 계량 팬




YWP01SQP
넓은 확장형 계량 팬



YFW01SQP
필터 계량 전용 계량 팬

■ BCA Advance Series 기능성이 강화된 진보된 전자저울



- 한글지원 터치스크린 디스플레이
- isoCAL (전자동 셀프 캘리브레이션) 기능으로 항상 정확한 결과 보장
- Cal Audit Trail : 캘리브레이션 기록 및 결과 저장되어 열람 가능
- 실시간으로 전자저울 수평 상태 모니터링 및 조절 가이드 표시
- 신뢰할 수 없는 데이터가 출력되지 않도록 보호 시스템 내장
- 내화학성 PBT 재질 사용으로 내구성 강화
- GxP 규격을 만족하는 출력 가능
- 별도의 소프트웨어 없이 PC로 데이터 전송 가능
- 패스워드를 통한 전자저울 설정 변경 보호



Design 1



Design 2



Design 3

Model	Readability	Weighing Capacity	Stabilization time	Weighing Pan Size	Repeatability	Linearity Deviation	Design
Analytical balances							
BCA324i-ISKR	0.1 mg	320 g	1.5 s	Ø 90 mm	0.08 mg	0.06 mg	1
BCA224i-ISKR	0.1 mg	220 g	1.5 s	Ø 90 mm	0.08 mg	0.06 mg	1
BCA124i-ISKR	0.1 mg	120 g	1.5 s	Ø 90 mm	0.08 mg	0.06 mg	1
BCA64i-ISKR	0.1 mg	60 g	1.5 s	Ø 90 mm	0.08 mg	0.06 mg	1
Precision balances							
BCA1203i-ISKR	1 mg	1200 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
BCA623i-ISKR	1 mg	620 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
BCA423i-ISKR	1 mg	420 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
BCA323i-ISKR	1 mg	320 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
BCA223i-ISKR	1 mg	220 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
BCA6202i-ISKR	10 mg	6200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	3
BCA4202i-ISKR	10 mg	4200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	3
BCA3202i-ISKR	10 mg	3200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	3
BCA2202i-ISKR	10 mg	2200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	3
BCA1202i-ISKR	10 mg	1200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	3
BCA822i-ISKR	10 mg	820 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	3
BCA12201i-ISKR	100 mg	12200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	60 mg	3
BCA10201i-ISKR	100 mg	10200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	60 mg	3
BCA8201i-ISKR	100 mg	8200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	60 mg	3
BCA5201i-ISKR	100 mg	5200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	60 mg	3
BCA2201i-ISKR	100 mg	2200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	60 mg	3

Ordering Information

Accessories

YDP20-OCE
YDP09-D
KRZZ0008
YCC03-D09
YDK03

Printers and Communication

Premium GLP Laboratory Printer
Local Printer with statistic, clock and LCD, Dot Matrix
Local Power supply for YDP20-OCE
Data Cable Mini USB | RS232 9-pin
Density kit for analytical balances

Density Determination

YDK03 Density kit for analytical balances
YDK04 Density kit for precision balances for lab balance model 2

BCE Essential Series

기본에 충실한 전자저울





- 정확한 계량 결과에 초점을 둔 기본형 전자저울
- LED 터치스크린 디스플레이
- 알루미늄 일체형 모노리틱 계량 셀 사용 : 빠른 안정화 시간과 정확성 보장
- isoCAL (전자동 셀프 캘리브레이션) 기능으로 항상 정확한 결과 보장
- 내화학성 PBT 재질 사용으로 내구성 강화
- GxP 규격을 만족하는 출력 가능
- 별도의 소프트웨어 없이 PC로 데이터 전송 가능

	Model	Readability	Weighing Capacity	Stabilization time	Weighing Pan Size	Repeatability	Linearity Deviation	Design
 Design 1	분동 내장형 (Internal Calibration)							
	Analytical balances							
	BCE224i-ISKR	0.1 mg	220 g	1.5 s	Ø 90 mm	0.08 mg	0.06 mg	1
	BCE124i-ISKR	0.1 mg	120 g	1.5 s	Ø 90 mm	0.08 mg	0.06 mg	1
	BCE64i-ISKR	0.1 mg	60 g	1.5 s	Ø 90 mm	0.08 mg	0.06 mg	1
	Precision balances							
	BCE653i-ISKR	1 mg	650 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	3
	BCE623i-ISKR	1 mg	620 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
	BCE423i-ISKR	1 mg	420 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
	BCE323i-ISKR	1 mg	320 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
	BCE223i-ISKR	1 mg	220 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
	BCE6202i-ISKR	10 mg	6200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE4202i-ISKR	10 mg	4200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE3202i-ISKR	10 mg	3200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
 Design 2	BCE2202i-ISKR	10 mg	2200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE1202i-ISKR	10 mg	1200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE822i-ISKR	10 mg	820 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE622i-ISKR	10 mg	620 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE8201i-ISKR	100 mg	8200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	60 mg	4
	BCE5201i-ISKR	100 mg	5200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	60 mg	4
	BCE2201i-ISKR	100 mg	2200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	60 mg	4
	BCE8200i-ISKR	1000 mg	8200 g	0.9 s	182 x 182 mm	500 mg	600 mg	4
	BCE6200i-ISKR	1000 mg	6200 g	0.9 s	182 x 182 mm	500 mg	600 mg	4
	분동 외장형 (External Calibration)							
	Analytical balances							
	BCE224-ISKR	0.1 mg	220 g	1.5 s	Ø 90 mm	0.08 mg	0.06 mg	1
	BCE124-ISKR	0.1 mg	120 g	1.5 s	Ø 90 mm	0.08 mg	0.06 mg	1
	BCE64-ISKR	0.1 mg	60 g	1.5 s	Ø 90 mm	0.08 mg	0.06 mg	1
 Design 3	Precision balances							
	BCE653-ISKR	1 mg	650 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	3
	BCE623-ISKR	1 mg	620 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
	BCE423-ISKR	1 mg	420 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
	BCE323-ISKR	1 mg	320 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
	BCE223-ISKR	1 mg	220 g	1 s	Ø 120 mm	0.5 mg	0.6 mg	2
	BCE6202-ISKR	10 mg	6200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE4202-ISKR	10 mg	4200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE3202-ISKR	10 mg	3200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE2202-ISKR	10 mg	2200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE1202-ISKR	10 mg	1200 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE822-ISKR	10 mg	820 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE622-ISKR	10 mg	620 g	0.9 s	182 x 182 mm	5 mg	6 mg	4
	BCE8201-ISKR	100 mg	8200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	100 mg	4
 Design 4	BCE5201-ISKR	100 mg	5200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	60 mg	4
	BCE2201-ISKR	100 mg	2200 g	0.9 s	182 x 182 mm	50 mg	60 mg	4
	BCE8200-ISKR	1000 mg	8200 g	0.9 s	182 x 182 mm	500 mg	600 mg	4
	BCE6200-ISKR	1000 mg	6200 g	0.9 s	182 x 182 mm	500 mg	600 mg	4

Cubis® II 높은 사용자 편의성을 갖춘 최고 사양 전자저울

- 100 % 모듈화 : 디스플레이, 계량 모듈, 방풍 챔버를 원하는 구성으로 커스터마이징
- USP41 및 FDA 21 CFR Part 11 Compliance (ALCOA+) 준수에 최적화된 최고 성능의 전자저울
- Q-App을 통한 사용자 Workflow에 적합한 맞춤형 소프트웨어 구성
- 완전 자동화된 수평 조절 기능 내장
- 정전기 제거장치 빌트인 옵션 선택으로 정전기로 인한 계량 불안정 증상 해결
- 알루미늄 일체형 “3세대” 모노리틱 계량 셀 사용 : 최고의 계량 성능 보장
- isoCAL (전자동 셀프 캘리브레이션) 기능으로 항상 정확한 결과 보장
- 7인치 대화면 한글지원 터치스크린 디스플레이
- 내화학성 PBT 재질 사용으로 내구성 강화
- GxP 규격을 만족하는 출력 가능




Model	Readability	Weighing Capacity	Weighing Pan Size	Stabilization time	Repeatability	Linearity Deviation	Repeatability near Max	Minimum weight
Ultra - Microbalance (최대용량 2 g, 정밀도 0.0001 mg)								
MCA2.7S-2S01-M	0.0001 mg	2.1 g	Ø 20 mm	7 s	0.00015 mg	0.0007 mg	0.00018 mg	0.082 mg

Microbalance (최대용량 3 ~ 10 g, 정밀도 0.001 mg)								
MCA10.6S-2S01-M	0.001 mg	10.1 g	Ø 30 mm	5 s	0.0005 mg	0.003 mg	0.0006 mg	0.82 mg
MCA6.6S-2S01-M	0.001 mg	6.1 g	Ø 30 mm	5 s	0.0005 mg	0.003 mg	0.0006 mg	0.82 mg
MCA3.6P-2S01-M	0.001 0.002 0.005 mg	1.1 2.1 3.1 g	Ø 30 mm	5 s	0.0005 mg	0.003 mg	0.0006 mg	0.82 mg

Semi - Microbalance (최대용량 120 ~ 220 g, 정밀도 0.01 mg)								
MCA225S-2S01-I	0.01 mg	220 g	85 x 85 mm	2 s	0.01 mg	0.065 mg	0.2 mg	8.2 mg
MCA225P-2S01-I	0.01 0.02 0.05 mg	60 120 220 g	85 x 85 mm	2 s	0.01 mg	0.1 mg	0.2 mg	8.2 mg
MCA125S-2S01-I	0.01 mg	120 g	85 x 85 mm	2 s	0.01 mg	0.065 mg	0.2 mg	8.2 mg
MCA125P-2S01-I	0.01 0.1 mg	60 120 g	85 x 85 mm	2 s	0.01 mg	0.1 mg	0.2 mg	8.2 mg

Analytical Balances (최대용량 120 ~ 520 g, 정밀도 0.1 mg)								
MCA524S-2S01-I	0.1 mg	520 g	85 x 85 mm	1 s	0.04 mg	0.2 mg	0.05 mg	82 mg
MCA524P-2S01-I	0.1 0.2 0.5 mg	120 240 520 g	85 x 85 mm	1 s	0.04 mg	0.2 mg	0.05 mg	82 mg
MCA324S-2S01-I	0.1 mg	320 g	85 x 85 mm	1 s	0.04 mg	0.2 mg	0.05 mg	82 mg
MCA324P-2S01-I	0.1 0.2 0.5 mg	80 160 320 g	85 x 85 mm	1 s	0.04 mg	0.2 mg	0.05 mg	82 mg
MCA224S-2S01-I	0.1 mg	220 g	85 x 85 mm	1 s	0.05 mg	0.13 mg	0.05 mg	82 mg
MCA124S-2S01-I	0.1 mg	120 g	85 x 85 mm	1 s	0.05 mg	0.13 mg	0.05 mg	82 mg

High Capacity Balances (최대용량 11.2 ~ 70.2 kg, 정밀도 0.01 ~ 1 g)								
MCA32202P-2S01-O	10 100 mg	4200 32200 g	400 x 300 mm	2 s	20 mg	10 mg	20 50 mg	8.2 g
MCA70201S-2S01-O	100 mg	70200 g	400 x 300 mm	1.5 s	40 mg	150 mg	40 mg	82 g
MCA50201S-2S01-O	100 mg	50200 g	400 x 300 mm	1.5 s	40 mg	150 mg	40 mg	82 g
MCA36201S-2S01-O	100 mg	36200 g	400 x 300 mm	1.5 s	20 mg	100 mg	50 mg	82 g
MCA36201P-2S01-O	100 1000 mg	10200 36200 g	400 x 300 mm	1.5 s	20 mg	100 mg	20 mg	82 g
MCA20201S-2S01-O	100 mg	20200 g	400 x 300 mm	1.5 s	20 mg	60 mg	20 mg	82 g
MCA11201S-2S01-O	100 mg	11200 g	400 x 300 mm	1.5 s	20 mg	60 mg	20 mg	82 g
MCA70200S-2S01-O	1000 mg	70200 g	400 x 300 mm	1 s	20 mg	200 mg	20 mg	820 g
MCA36200S-2S01-O	1000 mg	36200 g	400 x 300 mm	1 s	20 mg	200 mg	20 mg	820 g



디스플레이



- MCA : 7인치 터치스크린
■ 고급형 유저 인터페이스



- MCE : TFT 터치스크린
■ 기본형 유저 인터페이스

Q-App 패키지



- QP1 : Pharma package (USP41 및 FDA 21 CFR Part 11 Compliance 충족)
- QP2 : Advanced package
- QP3 : Utility package
- QP4 : Connectivity package
- QP99 : QP1, QP2, QP3, QP4 모두 포함된 package

방풍챔버



- 0 : 방풍 챔버가 없는 모델
- E : 1 mg 모델의 소형 방풍 챔버
- U : 0.1 mg / 0.01 mg 모델의 수동 챔버
- A : 0.1 mg / 0.01 mg 모델의 자동 챔버
- I : 0.1 mg / 0.01 mg 모델의 정전기 제거 장치 내장형 자동 챔버
- M : Microbalance의 자동 챔버
- F : Microbalance의 필터 계량 챔버

Model	Readability	Weighing Capacity	Weighing Pan Size	Stabilization time	Repeatability	Linearity Deviation	Repeatability near Max	Minimum weight
Precision Balance (최대용량 320 g ~ 14.2 kg, 정밀도 0.001 ~ 0.1 g)								
MCA5203S-2S01-E	1 mg	5200 g	140 x 140 mm	1 s	0.6 mg	2 mg	0.6 mg	820 mg
MCA5203P-2S01-E	1 2 5 mg	1200 2400 5200 g	140 x 140 mm	1 s	0.6 mg	3 mg	0.6 mg	820 mg
MCA3203S-2S01-E	1 mg	3200 g	140 x 140 mm	1 s	0.6 mg	2 mg	0.6 mg	820 mg
MCA2203S-2S01-E	1 mg	2200 g	140 x 140 mm	1 s	0.5 mg	2 mg	0.6 mg	820 mg
MCA2203P-2S01-E	1 10 mg	1010 2200 g	140 x 140 mm	1 s	0.5 mg	3 mg	0.6 mg	820 mg
MCA1203S-2S01-E	1 mg	1200 g	140 x 140 mm	1 s	0.5 mg	1 mg	0.6 mg	820 mg
MCA623S-2S01-E	1 mg	620 g	140 x 140 mm	0.8 s	0.4 mg	0.6 mg	0.5 mg	820 mg
MCA623P-2S01-E	1 2 5 mg	150 300 620 g	140 x 140 mm	0.8 s	0.4 mg	1.5 mg	0.5 mg	820 mg
MCA323S-2S01-E	1 mg	320 g	140 x 140 mm	0.8 s	0.4 mg	0.6 mg	0.5 mg	820 mg
MCA5202S-2S01-E	10 mg	5200 g	140 x 140 mm	0.8 s	2 mg	5 mg	2 mg	8.2 g
MCA14202S-2S01-O	10 mg	14200 g	206 x 206 mm	0.8 s	5 mg	10 mg	5 mg	8.2 g
MCA14202P-2S01-O	10 20 50 mg	3500 7000 14200 g	206 x 206 mm	0.8 s	5 mg	20 mg	5 mg	8.2 g
MCA10202S-2S01-O	10 mg	10200 g	206 x 206 mm	0.8 s	5 mg	6 mg	5 mg	8.2 g
MCA8202S-2S01-O	10 mg	8200 g	206 x 206 mm	1 s	4 mg	6 mg	4 mg	8.2 g
MCA6202S-2S01-O	10 mg	6200 g	206 x 206 mm	1 s	4 mg	20 mg	4 mg	8.2 g
MCA6202P-2S01-O	10 20 50 mg	1500 3000 6200 g	206 x 206 mm	1 s	4 mg	5 mg	15 mg	8.2 g
MCA4202S-2S01-O	10 mg	4200 g	206 x 206 mm	1 s	4 mg	6 mg	4 mg	8.2 g
MCA2202S-2S01-O	10 mg	2200 g	206 x 206 mm	0.8 s	4 mg	6 mg	4 mg	8.2 g
MCA1202S-2S01-O	10 mg	1200 g	206 x 206 mm	0.8 s	4 mg	6 mg	4 mg	8.2 g
MCA12201S-2S01-O	100 mg	12200 g	206 x 206 mm	0.8 s	20 mg	30 mg	20 mg	82 g
MCA8201S-2S01-O	100 mg	8200 g	206 x 206 mm	0.8 s	20 mg	30 mg	20 mg	82 g
MCA5201S-2S01-O	100 mg	5200 g	206 x 206 mm	0.8 s	20 mg	20 mg	20 mg	82 g

Moisture Analyzer




- 터치스크린 방식으로 사용이 편리함
- 빠른 온도상승으로 인한 실험시간 단축
- 다양한 프로그램 설정 및 셋팅 가이드
- SD 카드 리더기 기본제공
- 재현성 테스트 키트를 통한 신뢰성

pH meter



- 대형 LCD 디스플레이와 직관적인 메뉴
- 5 point calibration의 높은 정밀도
- 자동 온도 보상, 자동 버퍼 인식
- ElectCheck으로 통합적인 전극 성능 및 교정 정보
- USB 데이터 전송 및 500개 데이터 불러오기 및 출력

Centrifuge



- 자동식 불균형 조절 기능 내장
- 비 가동 시간 중에도 로터 냉각 가능
- 모터식 덮개 잠금 장치 및 자동 잠금 해제 기능
- 최대 50개 프로그램 저장 가능
- 총 10가지의 감속 및 가속 곡선 선택 가능

Weight



- E1 부터 F1까지 다양한 등급의 분동 제공
- 독일 생산의 정교한 제품
- KOLAS 성적서 발행 가능

구매문의

싸토리우스코리아바이오텍

경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쉐리드스페이스 8층
 본사 Tel. 031-622-5700 | 서비스센터 Tel. 1600-0288
www.sartorius.co.kr | www.sartorius.com